



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,UJH

Wzorce masy klasy E2, drut stalowy, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie plastikowe

OK-102-0030



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11,1 g
Wartość nominalna	1 mg - 500 mg
Ilość sztuk	12

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle