



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,UJH](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,UJH)

# Wzorce masy klasy E2, drut stalowy, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie plastikowe

OK-102-0030



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | E2              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Masa                    | 11,1 g          |
| Wartość nominalna       | 1 mg - 500 mg   |
| Ilość sztuk             | 12              |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle