



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UMK

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 mg - 200 g), Holz- Etui

OK-201-0073



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	611,11 g
Nominalwert	1 mg – 200 g
Anzahl	23 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel