



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,UMK](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,UMK)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 mg - 200 g), opakowanie drewniane

OK-201-0073



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	611,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 200 g
Ilość	23 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle