



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,UMK

F1 Kütle standardı- ayar deliksiz silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 200 g), tahta kutulu



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	F1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	611,11 g
Nominal değer	1 mg – 200 g
Quantity	23 adet

İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar