

## Cylindrique, ensembles (1 g - 50 g), boîte **en bois** OK-201-0061

mirror.radwag.com/fr/info,w1,UPD



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques		
Classe de précision OIML	F1	
Construction		
Matière	Acier inoxydable	
Masse	110 g	
Valeur nominale	1 – 50 g	
Nombre	8 pièces	

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Pince à épiler Pinceaux