



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,USF](https://mirror.radwag.com/br/info,w1,USF)

## Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 mg - 5 kg), caixa de madeira

OK-401-0085



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos |             |
|-------------------------|-------------|
| Classe OIML             | M1          |
| Peso                    | 11 111,11 g |
| Valor nominal           | 1 mg – 5 kg |
| Quantidade              | 28 pçs      |

### Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis