



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,USF](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,USF)

## Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 mg - 5 kg), caixa de madeira

OK-401-0085



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

#### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
Peso	11 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 5 kg
Quantidade	28 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis