

Pinzetta da 300 mm per pesi standard fino a 500 g $_{\text{OA-}101-0012}$

More information on the website mirror.radwag.com/it/info,w1,UYE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Parametri fisici	
raidilieu i lisici	
Lunghezza	300 mm

Compatibile con (Additional Fee)

Pesi standard E1 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)	Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile	Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza
Pesi standard F1 - cilindrici con cavità di adiacenza, set	Pesi standard E2 - cilindrici
Pesi standard F1 - cilindrici	Pesi standard E2 - lamina
Pesi standard F2 - filo di acciaio inossidabile	Pesi standard M1 - cilindrici
Pesi standard F2 - trave	Pesi standard F1 - lamina, set
Pesi standard E2 - filo di acciaio inossidabile	Pesi standard E1 - cilindrici
Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 mg - 10 kg)	Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile
Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza, set	Pesi standard F2 - cilindrici con cavità di adiacenza
Pesi standard E2 - cilindrici, set (1 g - 10 kg)	Pesi standard F2 - lamina, set
Pesi standard F2 - asolata	Pesi standard E1 - lamina
Pesi standard M1 - lamina	Pesi standard E2 - lamina, set (1 mg - 500 mg)
Pesi standard F2 - lamina	Pesi standard E1 - lamina, set (1 mg - 500 mg)

Pesi standard F1 - cilindrici, set Pesi standard F1 - lamina

Pesi standard E1 - filo di acciaio inossidabile, set (1 mg - 500 mg)

Pesi standard F2 -Filo di acciaio inossidabile, set Pesi standard F1 - filo di acciaio inossidabile, set Pesi standard M1 - lamina, set