



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,V0U

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 10 kg), caja de plástico

OK-302-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 21 110 g

Valor nominal 1 g – 10 kg

Número 17 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos