



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,V0U](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,V0U)

# Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 10 kg), opakowanie plastikowe

OK-302-0031



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	21 110 g
Wartość nominalna	1 g – 10 kg
Ilość	17 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle