



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,V54](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,V54)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 100 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0031



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle