



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,V55](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,V55)

# Peso padrão F2 - cilíndrico com olhal 1000 kg - caixa de serviço

OP-304-0011



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Classe OIML F2

### Construção

Material aço inoxidável

Valor nominal 1000 kg

## Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis