



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,V9E](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,V9E)

## Uchwyt laboratoryjny UL-02-2 (XA)

WX-001-0437



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiary opakowania	110×102×56 mm
Masa netto	40 g
Masa brutto	82 g

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga analityczna XA 5Y.A

Waga analityczna XA 5Y