



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,V9E

UL-02-2 (XA) Laboratuvar için tutucu

WX-001-0437



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y	110×102×56 mm
Net ağırlık	40 g
Brüt ağırlık	82 g

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.A Analitik Terazi

XA 5Y Analitik Terazi

Cihaz boyutları G x D x Y

