




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VA6](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VA6)

# Wzorzec masy klasy M1 - prostokątny, efekt cynkowania 2000 kg

OP-403-0107



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Wartość nominalna	2000 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle