



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,VAG](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,VAG)

# Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 g - 500 g), boîte en bois

OK-401-0074



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Classe de précision OIML | M1        |
| Masse                    | 1 110 g   |
| Valeur nominale          | 1 – 500 g |
| Nombre                   | 12 pièces |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux