



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VAG](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VAG)

## Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 500 g), opakowanie drewniane

OK-401-0074



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Masa	1 110 g
Wartość nominalna	1 – 500 g
Ilość	12 szt

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle