



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,VAG

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 500 g), opakowanie drewniane

OK-401-0074



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------|
| Klasa dokładności OIML | M1 |
| Masa | 1 110 g |
| Wartość nominalna | 1 – 500 g |
| Ilość | 12 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle