



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,VAG](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,VAG)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 500 g), tahta kutuda

OK-401-0074



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

|               |           |
|---------------|-----------|
| OIML sınıfı   | M1        |
| Ağırlık       | 1 110 g   |
| Nominal değer | 1 – 500 g |
| Quantity      | 12 adet   |

### İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar