



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,VAG](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,VAG)

# M1 Kütle standardı, silindirik ağırlık set (1 g - 500 g), tahta kutuda

OK-401-0074



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	1 110 g
Nominal değer	1 – 500 g
Quantity	12 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar