



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,VAG](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,VAG)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 500 g), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	1 110 g
Nominal değer	1 g - 500 g
Quantity	12 pcs

### İle uyumlu

Fırçalar