



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,VBY

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 g - 200 g), Kunststoff-Etui

OK-202-0074



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse | F1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 610 g |
| Nominalwert | 1 – 200 g |
| Anzahl | 11 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel