



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,VC0](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,VC0)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen - 100 kg - Servicekoffer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	100 kg

## Kompatibel mit

Pinsel