



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,VC0

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytemi 100 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | F1 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna | 100 kg |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle