



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VC0](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VC0)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z 4 uchwytami 100 kg - opakowanie serwisowe

OP-204-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle