



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,VCQ

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 g - 2 kg), Holz-Etui

OK-501-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse | E1 |
| Konstruktion | |
| Material | Edelstahl |
| Gewicht | 6 110 g |
| Nominalwert | 1 g – 2 kg |
| Anzahl | 15 St. |

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself