



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,VCQ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,VCQ)

# Cylindrique, ensemble (1 g - 2 kg), boîte en bois

OK-501-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	6 110 g
Valeur nominale	1 g – 2 kg
Nombre	15 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux