



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,VCQ

Cylindrique, ensemble (1 g - 2 kg), boîte en bois

OK-501-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML E1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 6 110 g

Valeur nominale 1 g – 2 kg

Nombre 15 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux