



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VCQ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VCQ)

# Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie drewniane

OK-501-0032



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 6 110 g

Wartość nominalna 1 g – 2 kg

Ilość 15 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle