



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,VDB](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,VDB)

# Poids de la classe F1 - cylindrique - 200 g

OP-203-0105



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	200 g

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux