



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VDB](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VDB)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez jamy adiustacyjnej 200 g

OP-203-0105



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F1
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	200 g
-------------------	-------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle