




## Zestaw do ważenia stentów

WX-001-0200



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Stent to rodzaj protezy, którą umieszcza się wewnątrz naczyń krwionośnych, aby przywrócić im drożność. Dzięki niej ratuje się dziesiątki istnień ludzkich. Jej kształt, rozmiar i masa muszą być dopasowane do naczyń krwionośnych. Dodatkowo miejsce aplikacji stentów wymaga dbałości o sterylność. Te właściwości wymuszają użycia do kontroli takiej protezy – stentów – wag o największych rozdzielczościach.

Zestaw do ważenia stentów powstał po to, aby tak delikatna próbka, jaką jest stent, została zważona z największą dostępną precyzją, a jednocześnie w sposób łatwy i ergonomiczny. Ta precyzja to zasługa serii mikrowag XA 5Y.M.A.S, a ergonomia – zaprojektowanych do tego celu szalek i dodatkowych osłon przeciwpodmuchowych.

Konstrukcje szalek, które są elementem zestawu, umożliwiają ważenie stentów o różnych wymiarach, między innymi 5,5 × 140 mm, 6 × 60 mm, 8 × 40 mm, 8 × 40 mm, 19 × 10 mm i 1,6 × 19 mm. Dzięki przemyślanej budowie zestawu i będących jego częścią aplikatorów użytkownik umieszcza stent na specjalnej szalce, co

zwiększa ergonomię pracy i eliminuje zanieczyszczenia krzyżowe.

Zestaw Ze względu na różne kształty i wielkości stentów w zestawie uwzględniono dwa rodzaje szalek, dedykowane do nich osłony i odpowiednie do wielkości stentów aplikatory. Wszechstronność mikrowag produkcji RADWAG pozwala na pracę osobom zarówno prawo-, jak i leworęcznym.

Całość konstrukcji zestawu, to znaczy grzebieniowa szalka wraz z dodatkową osłoną przeciwpodmuchową, wyeliminowała trudności związane z ważeniem próbki o tak małej masie, jaką jest stent, i relatywnie dużej objętości. Efektem tego są wyniki ważenia stentów z dokładnością równą dokładności wagi.

W zestawie do ważenia stentów znajduje się 7 elementów: podstawa osłony przeciwpodmuchowej, 2 osłony przeciwpodmuchowe, 2 grzebieniowe szalki do ważenia stentów: małych (1) i dużych (1), 2 aplikatory do stentów: małych (1) i dużych (1).

Zestaw jest przeznaczony do wszystkich udźwigów wag serii XA 5Y.M.A.S.

## **Pasuje do (Dodatkowo płatne)**

Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S