



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,VHN](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,VHN)

## Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 mg - 50 g), caixa de madeira

OK-401-0079



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

#### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
Peso	111,11 g
Valor nominal	1 mg – 50 g
Quantidade	20 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis