



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,VHN

# M1 Kütle standardı, silindirik ağırlık set (1 mg - 50 g), tahta kutuda

OK-401-0079



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	111,11 g
Nominal değer	1 mg – 50 g
Quantity	20 adet

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar