



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,VIQ](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,VIQ)

## Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 g - 200 g), estojo plástico

OK-102-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	E2
Construção	
Material	aço inoxidável
Peso	610 g
Valor nominal	1 – 200 g
Quantidade	11 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis