



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,VIQ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,VIQ)

# Cylindrique, ensemble (1 g - 200 g), boîte plastique

OK-102-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	610 g
Valeur nominale	1 – 200 g
Nombre	11 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux