



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,VIQ

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie plastikowe

OK-102-0034



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 610 g |
| Wartość nominalna | 1 – 200 g |
| Ilość | 11 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle