



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VIQ](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VIQ)

## Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	610 g
Wartość nominalna	1 – 200 g
Ilość	11 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle