



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,VIW

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 g - 2 kg), caja de plástico

OK-202-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	6 110 g
Valor nominal	1 g – 2 kg
Número	15 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos