



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VIW](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VIW)

# Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 g - 2 kg), opakowanie plastikowe

OK-202-0077



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	6 110 g
Wartość nominalna	1 g – 2 kg
Ilość	15 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle