



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,VKL

Wzorce masy klasy E2, cylindryczne, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie plastikowe

OK-102-0027



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 2 111,11 g |
| Wartość nominalna | 1 mg – 1 kg |
| Ilość | 25 szt |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle