



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,VML](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,VML)

# 500 $\mu$ l ÷ 5000 $\mu$ l - RW8-107-20-9 Micropipetas

PA-203-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Volume           | 500 – 5000 $\mu$ l |
| Erro sistemático | 2,0% / 0,5%        |
| Erro randômico   | 0,6% / 0,15%       |
| Dicas            | 5000 $\mu$ l       |



## Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P  
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Balanças automáticas para calibração de micropipetas