



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,VML

Pipette automatique 500 μ l ÷ 5000 μ l - RW8-107-20-9

PA-203-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

| | |
|------------------------|--------------------|
| Volume | 500 – 5000 μ l |
| Erreur de précision | 2,0% / 0,5% |
| Erreur de répétabilité | 0,6% / 0,15% |
| Bouts | 5000 μ l |



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes