



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,VML

500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9 自動ピペット

PA-203-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
ボリューム	500 – 5000 µl
系統誤差	2,0% / 0,5%
ランダムエラー	0,6% / 0,15%
RS 232 ケーブル (ターミナル - ターミナル)	5000 µl



互換性あり (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤
 MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤

ピペット校正用自動天秤