



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VML](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VML)

## Pipeta automatyczna 500 $\mu$ l ÷ 5000 $\mu$ l - RW8-107-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	500 – 5000 $\mu$ l
Błąd dokładności	2,0% / 0,5%
Błąd powtarzalności	0,6% / 0,15%
Końcówki	5000 $\mu$ l



### Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet