



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,VPM](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,VPM)

## Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 50 g

OP-203-0117



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	50 g

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle