



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,VXA

Pesos padrão E2, pesos botão, jogo (1 mg - 200 g), estojo plástico

OK-102-0028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Classe OIML E2

Construção

Material aço inoxidável

Peso 611,11 g

Valor nominal 1 mg – 200 g

Quantidade 23 pçs

Compatível com (Additional Fee)

!Pinças

!Pincéis