



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,VY3](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,VY3)

# Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform, Satz (1 mg - 500 mg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Neusilber
Gewicht	1,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 mg
Anzahl der Stücke	12

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinself