



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,VY3

Prüfgewichte der F1 Klasse - Plättchenform, Satz (1 mg - 500 mg), Kunststoff-Etui

OK-202-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Neusilber
Gewicht	1,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 mg
Anzahl der Stücke	12

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel